

FORMULARZ CENOWY

Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby opakowań przez cenę jednostkową netto opakowania, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto opakowania należy obliczyć jako cenę jednostkową netto opakowania powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza składanie ofert z niepełnymi opakowaniami, pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł zamawiać niepełne opakowania, w przypadku gdy Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań należy zaokrąglić zaofertowaną ilość do pełnych opakowań w górę.

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary zapotrzebowania	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań na okres 12 miesięcy	Cena jednostkowa opakowania netto w zł	Cena jednostkowa opakowania brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/numer katalogowy	Producent
Pakiet Nr 1												
1.	Tymol cz. krystaliczny	gram	50									
2.	Olejek imersyjny do mikroskopii, w opakowaniach nie większych niż 100 ml	ml	100									
3.	Kwas solny cz.d.a 35 - 38%	litr	3									
Razem Pakiet Nr 1												
Pakiet Nr 2												
1.	Odczynnik EA 65	litr	4									
2.	Orange G 6	litr	4									
3.	Odczynnik Mac William	litr	15									
4.	Odczynnik Gienzy gotowy do użycia	litr	25									
5.	Odczynnik May Grunwalda	litr	35									
6.	Odczynnik do retikulocytów (r-r)	ml	100									
7.	Odczynnik Exton	ml	500									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary zapotrzebowania	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań na okres 12 m-cy	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/numer katalogowy	Producent
Wymagania do pozycji 8 i 9: Zestaw barwników do szybkiego barwienia rozmazów hematologicznych, czas barwienia 3 cykle po 5 sekund, efekt wybarwienia odpowiada metodzie Pappenheima, możliwość jednoczesnego barwienia wielu preparatów, dobre różnicowanie barwne komórek, stałe, powtarzalne efekty barwienia, trwałe, gotowe do użycia odczynniki												
8.	Zestaw 3x100 ml: utwalaacz 1x100 ml, barwnik niebieski 1x100 ml, barwnik czerwony 1x100 ml	zestaw	1									
9.	Zestaw 3x500 ml: utwalaacz 1x500 ml, barwnik niebieski 1x500 ml, barwnik czerwony 1x500 ml	zestaw	1									
Razem Pakiet Nr 2												
Pakiet Nr 3												
1.	Test do badania zawartości chloru całkowitego w wodzie - zestaw do badania wody firmy HACH nr kat 14076-99 lub równoważny	sztuka	200									
2.	Test (paski) do oznaczania twardości wody. Zakres pomiaru 0-25° (stopnie niemieckie)	sztuka	200									
3.	Odczynnik do badania zawartości chloru wolnego - zestaw do badania wody firmy HACH nr kat 14077-99 lub równoważny	sztuka	200									
Razem Pakiet Nr 3												
Pakiet Nr 4												
1.	Ksylen cz.d.a. (mieszanka izomerów) czda, w opakowaniach (szklanych lub plastikowych, z zakrętką) nie większych niż 1 litr	litr	300									
2.	Formalina 10% zburowana stabilizowana na ph 7-7,8 czda, w opakowaniach nie większych niż 5 litrów	litr	700									
Razem Pakiet Nr 4												

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary zapotrzebowania	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań na okres 12 m-cy	Cena jedn. - jednostkowa opakovania netto w zł	Cena jedn. - jednostkowa opakovania brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/numer katalogowy	Producent
	Pakiet Nr 5											
1.	Odczynnik TBD2 - gotowy do użycia odpowiadacz do kości, czas odpapniania 48 godzin	litr	2									
2.	Klej do preparatów histologicznych - klej do szkielek na bazie ksylenu, lepkość średnia, 125 - 200 cps 24°C, kompatybilny ze wszystkimi zaklejarkami	litr	1,5									
3.	Klej do preparatów cytologicznych - klej do szkielek na bazie ksylenu, lepkość wysoka, 490 - 640 cps 24°C, kompatybilny ze wszystkimi zaklejarkami	litr	1,5									
4.	Hematoksylina w proszku składająca się z dwóch komponentów. Gotowa do użycia po po zmieszaniu z jednym litrem wody destylowanej	zestaw	17									
5.	Eozyna wodna w proszku, gotowa do użycia po zalaniu jednym litrem wody destylowanej	zestaw	17									
6.	Środek do usuwania parafiny z urządzeń zawierający substancję antystatyczną w celu nie przywierania parafiny, w opakowaniach nie większych niż 120 ml	ml	472									
7.	Zestaw do barwień histopatologicznych do wykrywania neurofibrili, kolagenu, oraz kreatyny w preparatach zatopionych w parafinie. Zestaw na 100 testów. MASSON TRICHROMED WITH ANILINE BLUE firmy DIAPATH lub równoważny	zestaw	2									
					Razem Pakiet Nr 5							

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty