

FORMULARZ CENOWY

Załącznik Nr 2

Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby opakowań przez cenę jednostkową netto opakowania, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto opakowania należy obliczyć jako cenę jednostkową netto opakowania powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza składanie ofert z niepełnymi opakowaniami, pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł zamawiać niepełne opakowania, w przypadku gdy Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań należy zaokrąglić zaferowana ilości do pełnych opakowań w górę.

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary zapotrzebowania	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań na okres 12 miesięcy	Cena jednostkowa opakowania netto w zł	Cena jednostkowa opakowania brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/numer katalogowy	Producent
	Pakiet Nr 2											
1.	Hematoksyliną Harrisa	litr	1									
2.	Odczynnik EA 36	litr	1									
3.	Orange G 6	litr	1									
4.	Odczynnik Mac William	litr	15									
5.	Odczynnik Giemzy gotowy do użycia	litr	25									
6.	Odczynnik May Grunwalda	litr	40									
7.	Odczynnik do retikulocytów (r-r)	ml	100									
8.	Sączki filtracyjne średnica 12,5 cm	sztuka	100									
9.	Bibuła filtracyjna średnia 45 x 56 cm	sztuka	100									
10.	Odczynnik Exton	ml	500									

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary zapotrze- bowania	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opako- wania	Ilość opa- kowań na okres 12 m- cy	Cena jed- nostkowa opakovania netto w zł	Cena jed- nostkowa opakovania brutto w zł	Staw- ka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/numer katalogowy	Producent
Wymagania do pozycji 11 i 12: Zestaw barwników do szybkiego barwienia rozmazów hematologicznych, czas barwienia 3 cykle po 5 sekund, efekt wybarwienia odpowiada metodzie Pappenheima, możliwość jednoczesnego barwienia wielu preparatów, dobre różnicowanie barwne komórek, stałe, powtarzalne efekty barwienia, trwałe, gotowe do użycia odczynniki												
Zestaw 3x100 ml: utwalaacz 1x100 ml, barwnik czerwony 1x100 ml												
11.	barwnik niebieski 1x100 ml, barwnik czerwony 1x100 ml	zestaw	1									
Zestaw 3x500 ml: utwalaacz 1x500 ml, barwnik czerwony 1x500 ml, barwnik niebieski 1x500 ml, barwnik czerwony 1x500 ml												
12.	barwnik niebieski 1x500 ml, barwnik czerwony 1x500 ml	zestaw	1									
Razem Pakiet Nr 2												
Pakiet Nr 3												
1.	Test do badania zawartości chloru całkowitego w wodzie - zestaw do badania wody firmy HACH nr kat 14076-99 lub równoważny	sztuka	200									
2.	Test (paski) do oznaczania twardości wody. Zakres pomiaru 0-25° (stopnie niemieckie)	sztuka	200									
Razem Pakiet Nr 3												
Pakiet Nr 5												
1.	Odczynnik TBD2 - gotowy do użycia odwapniacz do kości, czas odwapniania 48 godzin	litr	1									
2.	Klej do preparatów histologicznych - klej do szkielet na bazie ksylenu, lepkość średnia, 125 - 200 cps 24°C, kompatybilny ze wszystkimi zaklejkami	litr	1									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary zapotrzebowania	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań na okres 12 miesięcy	Cena jednostkowa opakowania netto w zł	Cena jednostkowa opakowania brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/numer katalogowy	Producent
3.	Klej do preparatów cytologicznych - klej do szkiełek na bazie ksylenu, lepkość wysoka, 490 - 640 cps 24°C, kompatybilny ze wszystkimi zaklejarkami	litr	1									
4.	Żel do przymrażania skrawków w kriostacie cryomatrix - właściwości: znakomita żywica utrwalająca, tworzący silne połączenie z uchwytem na próbkę, zabezpieczający tkankę, środek usuwany podczas barwienia, szybko zamrażający, umożliwiający delikatne cięcie, rozpuszczający się w wodzie niepozostawiając resztek	ml	240									
5.	Hematoksylina w proszku składająca się z dwóch komponentów. Gotowa do użycia po po zmieszaniu z jednym litrem wody destylowanej	zestaw	15									
6.	Eozyna wodna w proszku, gotowa do użycia po zalaniu jednym litrem wody destylowanej	zestaw	10									
7.	Środek do usuwania parafiny z urządzeń zawierający substancję antystatyczną w celu nie przywierania parafiny, w opakowaniach nie większych niż 120 ml	ml	472									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary zapotrze- bowania	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opako- wania	Ilość opa- kowań na okres 12 m- cy	Cena jed- nostkowa opakowania netto w zł	Cena jed- nostkowa opakowania brutto w zł	Staw- ka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/numer katalogowy	Producent
8.	Zestaw do barwień histopatologicznych do wykrywania neurofibryli, kolagenu, oraz kreałyny w preparatach zatopionych w parafinie. Zestaw na 100 testów. MASSON TRICHROMED WITH ANILINE BLUE firmy DIAPATH lub równoważny	zestaw	1									
9.	Zestaw do barwień histopatologicznych do wykrywania kwaśnej mucyny. Zestaw na 100 testów. MUCICARMINE ACC.MAYER firmy DIAPATH lub równoważny.	zestaw	1									
10.	Zestaw do barwień histopatologicznych do wykrywania włókien fibrylarnych w tkankach. Zestaw na 100 testów. GOMORII SILVER IMPREGNATION firmy DIAPATH lub równoważny.	zestaw	1									
11.	Zestaw do barwień w kierunku neutralnej i kwaśnej mucyny, glikogenu i glikoprotein. Zestaw na 100 testów. ALCIAN BLUE P.A.S acc. MOWY firmy DIAPATH lub równoważny.	zestaw	1									
						Razem Pakiet Nr 5						

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty