

Parametry cieplarki do Pracowni Mikrobiologii

L.p.	Parametry wymagane	Podać oferowane parametry
1.	Cieplarka do Pracowni Mikrobiologii (podać nazwę handlową, model oraz producenta), nowa	
2.	Pojemność komory - 100 – 120 litrów, minimum 2 wyjmowane półki	
3.	Obudowa i wnętrze komory ze stali nierdzewnej	
4.	Podwójne drzwi: zewnętrzne i wewnętrzne szklane dające możliwość obserwacji bez konieczności otwierania drzwi wewnętrznych	
5.	Wymiary wewnętrzne komory: szerokość minimum 45 cm wysokość minimum 50 cm głębokość minimum 45	
6.	Wymiary zewnętrzne: szerokość max. 70 cm wysokość max. 90 cm głębokość max. 70 cm	
7.	Cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrza	
8.	Możliwość regulacji temperatury w zakresie od temperatury otoczenia + 5°C do minimum 70°C (70-100°C), stabilność temperatury +/- 0,2°C, regulacja temperatury co 0,1°C	
9.	Cieplarka wyposażona w sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem	
10.	Praca ciągła, możliwość zapamiętania 3 dowolnych programów	
11.	Zabezpieczenie przed przegrzaniem wsadu – podwójny układ (automatyczne wyłączenie urządzenia w przypadku przekroczenia zadanej temperatury oraz sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury)	
12.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany system do obrotu i używania na terenie RP, które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.	
13.	Do oferty załączone materiały informacyjne w języku polskim dotyczące oferowanej cieplarki oraz jej zdjęcie	
14.	Wraz z dostawą instrukcja obsługi cieplarki w języku polskim	
15.	W cenę cieplarki wliczone wzorcowanie cieplarki z rozkładem temperatury (37°C) w 9 punktach potwierdzone wystawieniem świadectwa wzorcowania wydanym przez wzorcujące laboratorium akredytowane przez PCA	
16.	W cenę wliczony transport cieplarki do Laboratorium oraz uruchomienie urządzenia i przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego	
17.	Dostawa cieplarki do siedziby Zamawiającego do 42 dni od daty podpisania umowy	
18.	W cenie oferty gwarancja i serwis w okresie min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru cieplarki	
19.	Czas przestoju spowodowany koniecznością naprawy przedłuża okres gwarancji o czas przestoju	
20.	Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do skutecznej naprawy maksymalnie do 5 dni roboczych	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty